



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 29646 Svalový elektro stimulátor inSPORTline Elefit

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Elektródy neodstraňujte z tela, ak je prístroj aktívny.
- Elektródy nikdy neumiestňujte na hlavu.
- Elektródy môžu spôsobiť iritáciu pokožky alebo zvýšiť citlivosť pokožky, a to z dôvodu elektrickej stimulácie alebo použitia vodivého gélu. Pokiaľ tak nastane, okamžite ukončíte prevádzku a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Osoby s ochorením srdca alebo epilepsiou, alebo podozrením na dané ochorenie, nesmú produkt používať.
- Elektródy neumiestňujte na: otvorené rany, vyrážky, opuchnuté oblasti, začervenanú pokožku, oblasť trpiacu infekciou, zápaly, kŕčové žily a iné poranenia pokožky.
- Elektródy neumiestňujte na krk, môžu spôsobiť stiahnutie svalov a zhoršiť dýchanie, krvný tlak alebo spôsobiť arytmiu srdca.
- Elektródy neumiestňujte na hrudník, prúd môže spôsobiť arytmiu srdca.
- Elektródy neumiestňujte na oblasti s výskytom nádorov.
- Elektródy neumiestňujte na oblasti s kovovými implantátmi.
- Nepoužívajte počas spánku, riadenia alebo plávania.
- Ak trpíte komplikáciami počas menštruácie alebo ste po pôrode, poraďte sa o použití s lekárom.
- Elektródy neumiestňujte na oblasť, ktorá slúži ako krátkodobá alebo dlhodobá pre vpich injekcií.
- Nepoužívajte, ak ste v poslednom čase prekonalí chirurgický zákrok.
- Nepoužívajte, ak trpíte ischemickou chorobou dolných končatín.
- Nie je vhodné pre deti.
- Zariadenie nepoužívajte alebo neprenášajte do oblastí s MRI, CT, prístrojmi využívajúcimi elektromagnetické alebo sonické vlny, cez detektory kovov a podobné oblasti.
- Produkt neupravujte, nemodifikujte ani sami neopravujte.
- Nepoužívajte, ak využívate kardiostimulátor alebo iné elektronické zdravotnícke zariadenie.
- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou ako sú kúpeľne, sprchové kúty, bazény a iné.

- Elektródy nepoužívajte počas kúpeľa.
- Plochy elektród sa nesmú prekryvať.
- Elektródy neumiestňujte na tepny, chrupavku a kosti.
- Elektródy nepoužívajte v nasledujúcich prípadoch: tehotenstvo, alebo podozrenie na tehotenstvo.
- Elektródy neumiestňujte na šperky, piercingy a iné kovové predmety umiestnené na tele.
- Nepoužívajte v miestnostiach s horľavými alebo výbušnými plynmi.
- Produkt nepoužívajte, ak riadite motorové vozidlo, ťažké stroje alebo pri činnostiach, pri ktorých by náhly sťah svalu mohol ohroziť život.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak ste osoby s ochorením srdca, alebo s vyššou citlivosťou na srdcovú arytmiu.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak trpíte cukrovou a užívate inzulín.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak navštevujete rehabilitačné centrum.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom aj vtedy, ak trpíte ochorením alebo úrazom, ktoré nie je vymenované v manuáli.
- Elektródy môžu ovplyvniť alebo zhoršiť príznaky: krvácanosti po nehode, úraze alebo poranení. Môžu ovplyvniť rekonvalescenciu po operačnom zákroku. Menštruáciu.
- Nikdy elektródy neumiestňujte na telo, pokiaľ je prístroj spustený. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pokiaľ chcete elektródy premiestniť, je potrebné prístroj vypnúť.
- Elektródy sa používajú ako pár, nikdy nezapájate elektródy do seba.
- Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, bolesť hlavy, prípadne stratu vedomia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Produkt je vhodný na použitie pre zdravé osoby. Produkt je vhodný iba pre dospelé osoby so zdravou pokožkou.
- Pred aplikáciou elektród riadne očistite pokožku od nečistôt a osušte.
- Používajte iba originálne časti alebo ich schválené náhrady. Nekombinujte iné modely alebo typy prístroja.
- Elektróda musí na pokožku priliehať po celej ploche. Elektródy, ktoré nepriliehajú, nepoužívajte.
- Pred použitím skontrolujte vodivý gél elektród. Ak je vyschnutý, elektródu nepoužívajte.
- Začervenanie pokožky po použití je bežné, pokiaľ zmizne do 30 min od použitia. Pokiaľ začervenanie nezmizne do 30 min, elektródy na danú oblasť nepoužívajte, kým začervenanie nezmizne.
- Pre náhradu a kompatibilitu elektród kontaktujte výrobcu.
- Elektródy majú životnosť 20 – 30 použití v závislosti od intenzity použitia, podnebia, skladovania atď..
- Pokiaľ sa po použití objaví dlhodobá iritácia pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Elektródy nahradte, pokiaľ nelepia, sú poškodené alebo opotrebované.
- Pravidelne kontrolujte oblasť použitia.
- Uistite sa, že elektródy priliehajú k pokožke počas celej doby použitia.
- Zariadenie neslúži ako náhrada profesionálnej lekárskej starostlivosti.
- Vhodné na domáce používanie.



Krehké, chráňte proti fyzickému poškodeniu



Pred používaním si prečítajte manuál



Príložná časť typu B



Produkt nie je možné vytriediť do kontajnerov na triedený odpad, ani do komunálneho odpadu. Nutné odviezť predajcovi alebo odovzdať na ekologickú likvidáciu v rámci obce.

POPIS PRODUKTU

EMS vytvára intenzívne kontrakcie svalov pri tréningu alebo jemné vibrácie pri relaxácii.

TENS je aplikácia elektrického prúdu cez pokožku, ktorá dráždi nervové kmene a vlákna, čo vedie k zmierneniu bolesti.

Ozn.	Názov	Obrázok	Ks
1	Ovládacia jednotka		1
2	Elektroda		2
3	Nabíjací kábel		1
4	Manuál		1

TYPY STIMULÁCIE

	TENS	EMS
1.	Poklepanie	Biceps
2.	Škrabanie	Stehná
3.	Hnetenie	Horná časť chrbta
4.	Akupunktúra	Brušné svaly
5.	Bankovanie	Prostredná časť chrbta
6.	Jemná masáž	Triceps

POUŽÍVANIE

Očistite a osušte oblasť tela, ktorú chcete použiť na aplikáciu elektródy. Nečistoty a masť znižujú efektivitu a priľnavosť elektródy.

Pre ovládanie je nutné stiahnuť aplikáciu PNrelief:

iOS: <https://apps.apple.com/us/app/pnrelief/id6444923226>

Android: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roblink.pnrelief>

Je nutné spárovať ovládaciu jednotku s telefónom, ktorý má nainštalovanú aplikáciu. Spárovanie prebieha pomocou Bluetooth.

1. Pripevnite elektródu na ovládaciú jednotku.
2. Prilepte elektródu po celej dĺžke na pokožku.
3. Spustíte ovládaciú jednotku a Bluetooth na Vašom chytróm zariadení.
4. Pomocou aplikácie potom nastavíte / spustíte ovládaciú jednotku.
5. Aplikácia podporuje pripojenie až 7 ovládacích jednotiek.

OVĽADANIE

Typ stimulácie vyberáte pomocou ikon v aplikácii.

Po výbere novej stimulácie, je intenzita automaticky nastavená na 1. (najnižší) stupeň.

Pomocou tlačidiel + a – upravíte intenzitu stimulácie.

Pomocou posúvača časovača môžete nastaviť dĺžku stimulácie. Pôvodná hodnota je 20 min.

Stlačením  stimuláciu pozastavíte, stlačením  spustíte.

Po použití elektródy odlepujte v smere rastu ochlpenia. Potom na elektródy späť prilepte ochranný film.

Poznámka: pokiaľ sa intenzita znižuje, je potrebné dobiť ovládaciú jednotku.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	SM9187
Zdroj napájania	24 V
Batéria	3.7V/180 mAh polymérová dobíjacia batéria
Hmotnosť	24 g
Počet režimů:	12
Nastavení intenzity:	1 – 20 úrovní
Materiál:	ABS

TIPY PRE PRÍPRAVU POKOŽKY

Na zníženie rizika iritácie pokožky, obzvlášť ak trpíte citlivou pokožkou.

- Očistite oblasť použitia pomocou mydla a vody. Mydlo riadne zmyte a pokožku osušte.
- Oblasť utrite obrúskami na prípravu aplikácie.
- Elektródy odnímajte v smere rastu chlčkov.
- Po použití je vhodné na oblasť použitia aplikovať krém.
- Elektródy nikdy neumiestňujte na poškodenú alebo iritovanú pokožku.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Po použití vypnite zariadenie a odpojte elektródy. Prístroj skladujte na chladnom, suchom a tienistom mieste.
- Na elektródy po použití opäť prilepte ochranné filmy.
- Prístroj dobíjajte aspoň 1x za tri mesiace.
- Elektródy nepoužívajte nepretržite v jednej oblasti dlhšie ako 30 min.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný

vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěřboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

