



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

IN 29647 TENS masážna podložka na nohy inSPORTline Axono

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.inSPORTline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Osoby s ochorením srdca alebo epilepsiou, alebo podozrením na dané ochorenie, nesmú produkt používať.
- Nepoužívajte počas spánku, riadenia alebo plávania.
- Ak trpíte komplikáciami počas menštruácie alebo ste po pôrode, poraďte sa o použití s lekárom.
- Nepoužívajte, ak ste v poslednom čase prekonali chirurgický zákrok.
- Nepoužívajte, ak trpíte ischemickou chorobou dolných končatín.
- Nie je vhodné pre deti.
- Zariadenie nepoužívajte alebo neprenášajte do oblastí s MRI, CT, prístrojmi využívajúcimi elektromagnetické alebo sonické vlny, cez detektory kovov a podobné oblasti.
- Produkt neupravujte, nemodifikujte ani sami neopravujte.
- Nepoužívajte, ak využívate kardiostimulátor alebo iné elektronické zdravotnícke zariadenie.
- Nepoužívajte v miestnostiach s vysokou vlhkosťou ako sú kúpeľne, sprchové kúty, bazény a iné.
- Nepoužívajte v miestnostiach s horľavými alebo výbušnými plynmi.
- Produkt nepoužívajte, ak riadite motorové vozidlo, ťažké stroje alebo pri činnostiach, pri ktorých by náhly sťah svalu mohol ohroziť život.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak ste osoby s ochorením srdca, alebo s vyššou citlivosťou na srdcovú arytmiu.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak trpíte cukrovou a užívate inzulín.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom, ak navštevujete rehabilitačné centrum.
- Pred použitím sa poraďte s lekárom aj vtedy, ak trpíte ochorením alebo úrazom, ktoré nie je vymenované v manuáli.
- Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, bolesť hlavy, prípadne stratu vedomia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Produkt je vhodný na použitie zdravej osoby. Produkt je vhodný iba pre dospelé osoby so zdravou pokožkou.
- Používajte iba originálne časti alebo ich schválené náhrady. Nekombinujte iné modely alebo typy prístroja.

- Pokiaľ sa po použití objaví dlhodobá iritácia pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pravidelne kontrolujte oblasť použitia.
- Obe chodidlá musia byť položené na podložke.
- Nohy a podložka musia byť počas používania suché.
- Zariadenie neslúži ako náhrada profesionálnej lekárskej starostlivosti.
- Vhodné na domáce používanie.

Napájanie ovládača: 1x CR2025 gombíková batéria



Krehké, chráňte proti fyzickému poškodeniu.



Pred používaním si prečítajte manuál



Produkt nemožno vytriediť do kontajnerov na triedený odpad, ani do komunálneho odpadu. Nutné odviezť predajcovi alebo odovzdať na ekologickú likvidáciu v rámci obce.

POPIS PRODUKTU

8 druhov stimulácie

19 úrovní intenzity

- Pripojte ovládaciu jednotku na TENS podložku.
- Pre spustenie podržte „M“ tlačidlo po dobu 2 sekúnd. Rozsvieti sa zelená dióda. Stlačením „M“ prepínate medzi jednotlivými režimami. Po zmene režimu stimulácie sa intenzita zníži na 0.

Diaľkový ovládač

Ovládač komunikuje s ovládacou jednotkou pomocou infračerveného portu.

- Tlačidlo napájania: Podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd.
- Tlačidlá intenzity + a -: Stlačením zmeníte intenzitu o jednu úroveň. Rozsah nastavenia intenzity 0 – 19.
- Tlačidlo „M“ pre zmenu režimu: Stlačením zmeníte typ stimulácie. Na výber je 8 typov stimulácie.
- Po dokončení masáže, podržte tlačidlo vypínača pre vypnutie.

NABÍJANIE A BATÉRIA

- Zapojte USB-C do ovládacej jednotky a nabite pomocou nabíjacieho adaptéra (nie je súčasť balenia).
- Doba nabitia ovládacej jednotky – cca ~120 min. Indikátor zobrazuje aktivitu nabíjania.
- Hneď ako je batéria nabitá, indikátor prestane blikať a bude svietiť.
- Diaľkový ovládač je napájaný pomocou 1x CR2025 gombíkovej batérie.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Čistite pomocou vlhkej handričky a riadne vysušte.
- Skladujte v originálnom balení.
- Prevádzkové a skladovacie podmienky: teplota 10 °C – 43 °C, vlhkosť 30% - 85%.

ŠPECIFIKÁCIE

Model	SM125A
Zdroj napájania ovládacej jednotky	9.7 V, 110 mAh
Typ batérie ovládacej jednotky	Polymér nabíjateľná batéria
Typ batérie diaľkového ovládača	1x CR2025 gombíková batéria
Doba prevádzky na jedno nabitie	150 min
Doba nabitia ovládacej jednotky	120 min
Počet typov stimulácií	8
Intenzita	19 úrovní

FAQ

Problém	Príčina	Riešenie
Stimulácia nie je citeľná.	Nízka intenzita.	Pomocou tlačidla „+“ znížte intenzitu.
	Obe chodidlá nie sú na podložke.	Umiestnite obe chodidlá na podložku.
	Podložka je znečistená.	Očistite podložku pomocou vlhkej handričky a osušte.
Stimulácia je slabá.	Nízky stav batérie.	Nabite ovládaciu jednotku.
	Podložka je znečistená.	Očistite podložku pomocou vlhkej handričky a osušte.
Stimulácia je príliš silná.	Znížte intenzitu stimulácie.	Pomocou tlačidla „-“ znížte intenzitu.
Produkt sa náhle vypol.	Slabá batéria.	Nabite ovládaciu jednotku.
Pokožka je iritovaná.	Chodidlá alebo podložka sú vlhké.	Osušte podložku a chodidlá.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

