



UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 7324 Masážny vankúšik inSPORTline D30A



OBSAH

ÚVOD	3
TECHNICKÝ POPIS	3
POPIS A FUNKCIE	3
VAROVANIE	4
RIEŠENIE PROBLÉMOV	5
ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	5
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	5
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	5

ÚVOD

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie.

Masážny vankúšik inSPORTline D30A poskytuje prostredníctvom rotačných hlavíc masáž zvanú Shiatsu. Jedná sa o typ masáže, ktorá čiastočne simuluje ľudské prsty, čo pôsobí blahodarne na všetky problematické svalové partie. Masážny vankúšik inSPORTline D30A je vybavený štyrmi párami masážnych hlavíc (každá hlavica sa ešte skladá z veľkej a malej hlavice), ktoré krúživými pohybmi postupne odbúravajú svalové napätie a prispievajú k ich efektívnej regenerácii.

Masážne hlavice sú tiež vybavené vyhrievaním, čo zvyšuje celkový účinok masáže. Teplo preniká hlboko pod pokožku, vďaka čomu svalom stačí kratšia doba masáže. Masážny vankúšik inSPORTline D30A možno využiť na akúkoľvek časť tela, či už sa jedná o trup, brucho, stehná, lýtko, chodidlá, ramená, či krčné svaly. Masážne vankúšiky sú veľmi praktickou pomôckou, ktorá sa šetrne stará o Vaše svalstvo, či už doma v obývačke, alebo v práci.

TECHNICKÝ POPIS

- efektívny masážny vankúšik
- poskytuje masáž zvanú Shiatsu (simulácia ľudských prstov)
- 4 páry rotujúcich masážnych hlavíc (každá hlavica sa skladá z veľkej a malej hlavice)
- možnosť nastavenia rotácie v smere aj proti smeru hodinových ručičiek
- odbúrava svalové napätie, stres
- zlepšuje metabolizmus
- pôsobí priaznivo na boľavé svalstvo
- prispieva k celkovej regenerácii tela
- podporuje krvný obeh
- tepelné infračervené žiarenie
- odnímateľný prateľný poťah
- úchyt na stoličku
- maximálna teplota 45 °C (poistka proti prehriatiu)
- napájací adaptér súčasťou
- vhodné pre masáž trupu, brucha, stehien, lýtok, chodidiel, ramien a krčného svalstva

POPIS A FUNKCIE

1. Masážny vankúšik je vybavený štyrmi párami masážnych hlavíc.
2. Vankúšik je vybavený funkciou, ktorá bráni jeho prehrievaniu.
3. Každý pár masážnych hlavíc sa skladá z jednej veľkej hlavice a jednej malej hlavice. Veľká masážna hlavica je zdrojom tepla. Jej teplota môže dosiahnuť až 45 °C. Je vybavená funkciou proti prehriatiu. Malá masážna hlavica má stimulačné účinky.
4. Obe hlavice môžu pôsobiť súčasne alebo každá zvlášť.
5. Masážny vankúšik je vhodný pre masáž trupu, brucha, stehenných a lýtkových svalov a tiež pre masáž chodidiel.

4 DRUHY MASÁŽE	Napájací adaptér	Stimulácia svalstva	Tepelné žiarenie	Infračervené žiarenie	Bodová masáž

VAROVANIE

- Nepripájajte výrobok k elektrickej sieti, ktorej napätie nezodpovedá špecifikácii výrobku.
- Výrobok sa môže poškodiť, ak sa ovládač dostane do kontaktu s vodou.
- Nepoužívajte prístroj vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni alebo v blízkosti zdrojov vody).
- Udržujte prístroj v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Ak dôjde k poškodeniu hlavice alebo vankúšika, prestaňte z bezpečnostných dôvodov pomôcku používať.
- Poškodený diel čo najskôr vymeňte.
- Pred zapojením napájacieho kábla do elektrickej siete sa uistite, že je hlavný vypínač v pozícii OFF.
- Neodpájajte zástrčku z elektrickej siete ani neťahajte za napájací kábel, ak máte mokré ruky.
- Nezabudnite po každom použití prístroj vypnúť pomocou hlavného vypínača a odpojiť napájací kábel z elektrickej siete.
- Pri dlhšej prevádzke sa môže vankúšik zahrievať. Osobám citlivým na teplo neodporúčame príliš dlhé masáže.
- Prístroj je vybavený funkciou proti prehriatiu a môže sa pri dlhšej prevádzke automaticky vypnúť. V masáži možno pokračovať až po vychladnutí prístroja.
- Deti mladšie ako 14 rokov a osoby s mentálnym postihnutím nesmú prístroj používať bez dozoru.
- Ženy by prístroj nemali používať počas tehotenstva alebo v období menštruácie.
- Ak je poškodený napájací adaptér, obráťte sa z bezpečnostných dôvodov na výrobcu, servisné centrum alebo elektrikára.
- Výrobok nie je vhodný pre deti, osoby s telesným alebo mentálnym postihnutím a osoby, ktoré nie sú oboznámené s jeho prevádzkou a ovládaním. Títo ľudia môžu masážnu pomôcku používať iba pod dohľadom osoby, ktorá za nich bude niesť zodpovednosť.
- Deti môžu výrobok používať len za prítomnosti dospelého, ktorá bude dohliadať na správne použitie pomôcky.
- Masážny vankúšik sa zahrieva. Osoby citlivé na vysoké teploty musia pri používaní výrobku dbať na opatrnosť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Po pripojení k elektrickej sieti vankúšik nefunguje, nehreje alebo nesvieti žiarovka.	1. Zástrčka nie je správne zapojená do elektrickej zásuvky. 2. Nahrievanie je vypnuté. 3. Vankúšik sa ešte len rozohrieva.	1. Skontrolujte pripojenie k elektrickej sieti. 2. Zapnite nahrievanie 3. Zapnite nahrievanie a počkajte, až sa vankúšik rozohreje.
Masážny zvuk zrazu zosilnie.	Masáž je príliš dlhá.	Vypnite vankúšik a odpojte ho zo zásuvky. Po pol hodine ho môžete znovu zapojiť a použiť.
Masáž sa zrazu vypne.	1. Došlo k prerušeniu dodávky prúdu. 2. Masáž sa zastavila, pretože sa aktivovala funkcia proti prehriatiu - masáž trvala príliš dlho, masážny motor sa zahrial na príliš vysokú teplotu.	1. Skontrolujte zásuvku a napájací adaptér. 2. Vankúšik vypnite a odpojte zo zásuvky. Znovu ho zapnite až potom, čo sa jeho teplota výrazne zníži.

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Názov výrobku: Masážny vankúšik

Vstupné napätie: DC 12V — — —

Výkon: 30 W

Bezpečnostná trieda: III

POZNÁMKA: Manuál si prečítajte ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnage@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodbornou repasiou
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi závalu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závala bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Dátum predaja:

Pečiatka a podpis predajcu: