



**POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK**

**IN 23199 Ultrasonický masážny prístroj inSPORTline Valeri**

## OBSAH


|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....             | 3 |
| POPIS PRODUKTU .....                  | 3 |
| POUŽÍVANIE – ULTRASONICKÁ MASÁŽ ..... | 4 |
| POUŽÍVANIE – EMS .....                | 5 |
| TIPY PRE UMIESTENIE ELEKTRÓD .....    | 6 |
| VYHRIEVANIE.....                      | 7 |
| PO POUŽÍVANÍ .....                    | 7 |
| OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA .....    | 7 |
| ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE .....   | 8 |

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku [www.insportline.sk](http://www.insportline.sk), kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je napájací kábel horúci alebo je zástrčka poškodená.
- Držte mimo dosah vody a vlhkosti.
- Zariadenie nie je hračka, držte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Počas používania nepresúvajte elektródy alebo nedovoľte, aby sa ďalšia osoba dotýkala zariadenia.
- Elektródy neumiestňujte na viečka, čelo, hrudník alebo blízko srdca.
- Nie je vhodné pre: tehotné ženy, osoby trpiace infekciou, dermatologickým ochorením, osoby používajúce kardiostimulátory alebo iné elektrické zariadenie a pod.
- Pred spustením alebo vypnutím, vždy nastavte prístroj na najnižšiu intenzitu.
- **VAROVANIE:** Prístroj neslúži ako náhrada lekárskej alebo liečebnej starostlivosti.

## POPIS PRODUKTU



1. Vyhrievacia hlavica

2. Ultrasonická hlavica

3. Vypínač

4. Elektrická masáž

5. Vyhrievanie

6. Ultrasonická masáž

7. Elektródy

10. Nastavenie intenzity

11. Výber režimu elektrickej masáže EMS


12. Zobrazenie intenzity ultrasonической masáže

13. Výber režimu elektrickej masáže EMS


14. EMS pripojenie

## POUŽÍVANIE – ULTRASONICKÁ MASÁŽ

1. Zapojte prístroj do elektrického prúdu.
2. Spustíte prístroj, rozsvieti sa červený indikátor.



3. Stisnite SONIC tlačidlo. Prístroj sa spustí na najnižšej intenzite. Intenzitu navýšite opakovaným stlačením SONIC tlačidla. Pre citlivejšie oblasti odporúčame slabú intenzitu.
4. Na masírované oblasti naneste krém, aby nebola pokožka vysušená.



5. Na hlavicu naneste krém.
6. Prístroj môžete používať.

**VAROVANIE:** Prístroj nepoužívajte na hrdlo, viečka, oči, kĺby alebo kosti.



## POUŽÍVANIE – EMS

1. Potrebnú časť tela očistite od mastnoty, krému a pod. vlhkým uterákom.
2. Pripojte elektródy ku káblom a potom umiestnite pozitívne a negatívne elektródy na rozdielne časti tela.



3. Nastavte intenzitu na najnižšiu hodnotu.
4. Pripojte káble k prístroju.

5. Spustíte prístroj (rozsvieti sa červená dióda).
6. Vyberte si typ masáže (Tapping, massage, knead, scrapping, slimming/poklepávanie, masáž, hnetenie, škrabanie, spaľovanie).
7. Stlačte EMS tlačidlo.
8. Nastavte intenzitu na jednu z 5 hodnôt.
9. Prístroj sa automaticky vypne po 10 min prevádzky.
10. Odporúčame začať na 10 minútach a prípadne navyšovať maximálne na 30 minút.
11. Po dokončení vypnite zvolený režim a nastavte intenzitu na najnižšiu hodnotu.




## TIPY PRE UMIESTENIE ELEKTRÓD

**VAROVANIE:** Nasledujúce polohy elektród sú iba orientačné a neslúžia pre zdravotné alebo lekárske účely.

Nižšie sú popísané akupunktúrne body a typy masáží:

### Poklepávanie / Tapping



Spevnenie brucha:

(20): Shuidao

(6): Shuifen

(18): Guanyuan

(53): Zhishi



Spevnenie bokov:

(54): Huanziao

(62): Chengfu

### Masáž / Massage



Spevnenie pásu:


(10): Tianshu

(7): Taiyi

(17): Daimai

(47): Shenyu

### Hnetenie / Kneading



Tvarovanie brucha:

(18): Guanyuan

(48): Dachangyu

(8): Zhongyuan

### Škriabanie / Scrapping




Podpora pokožky:

(44): Feiyu

(45): Gangyu

(5): Roumen

### Spaľovacia masáž /Slimming



Zníženie hmotnosti:

(42): Dazhui

(52): Yangguan

(8): Zhongyuan

(18): Guanyuan

(22): Juliao

(47): Shenyu

(62): Chengfu

## VYHRIEVANIE

Pre spustenie vyhrievania spustíte zariadenie a stlačíte tlačidlo INFRARED. Po minúte sa zariadenie zohreje. Pri zahrievaní sa nepozerajte na hlavicu.

## PO POUŽÍVANÍ

1. Uistite sa, že sú všetky funkcie vypnuté.
2. Vypnite prístroj.
3. Odpojte elektródy a bezpečne uložte.
4. Utrite masážnu hlavicu a elektródy vlhkou handričkou.
5. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky.
6. Uložte prístroj do krabice.

## OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

# ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

## Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

## Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, [predajnatn@insportline.sk](mailto:predajnatn@insportline.sk)
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, [predajnaba@insportline.sk](mailto:predajnaba@insportline.sk)
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, [predajnake@insportline.sk](mailto:predajnake@insportline.sk)

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

## Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

## Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

## Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,

- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

#### **Upozornenie:**

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

#### **Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru**

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

**CZ**  
**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR  
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01  
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264  
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970  
Mail: eshop@insportline.cz  
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**Reklamácia tovaru**



**SK**  
**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723  
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701  
Mail: objednavky@insportline.sk  
reklamacie@insportline.sk  
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

**Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní**

