



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 24986 Tvárový LED panel inSPORTline Coladome 600



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ.....	4
PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM	4
POUŽÍVANIE	4
Svetlá	4
Čas.....	5
Teplota	5
Farba svetiel.....	5
ÚDRŽBA	5
SVETELNÁ TERAPIA	6
ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Manuál nechajte k nahliadnutiu aj ďalším používateľom produktu.
- Informujte ďalších používateľov o základných bezpečnostných pokynoch a používaní.
- Prístroj smie používať iba skúsená a dospelá osoba so znalosťami o prístroji.
- Pred používaním sa uistite, že LED svetlá a prístroj nie sú poškodené.
- Prístroj nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou vlhkosťou (kúpeľne, sauny, bazény a i.).
- Používajte iba v dobre ventilovanej miestnosti.
- Prístroj musí byť umiestnený na rovný, pevný a stabilný povrch.
- Prístroj nevystavujte nárazom alebo pádom.
- Počas prevádzky nepoužívajte ďalšie prístroje vyžarujúce teplo.
- Držte mimo dosahu vody.
- Nezapájajte do poškodenej zásuvky.
- Nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Po použití prístroj vypnite a vytiahnite zo zásuvky. Prístroj vytiahnite zo zásuvky aj za účelom údržby a čistenia.
- Pokiaľ sa do prístroja dostane voda, okamžite ho vypojte z el. prúdu.
- Pokiaľ prístroj vydáva abnormálne zvuky, alebo cítite zápach, okamžite ukončíte prevádzku a prístroj vytiahnite z el. prúdu.
- Prístroj neupravujte ani neopravujte sami.
- Prístroj používajte iba tak, ako je popísané v manuáli. Akékoľvek iné použitie nie je povolené.
- Prístroj nekladte blízko zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.
- Počas prevádzky nezakrývajte látkou alebo ďalšími predmetmi.
- Prístroj očistite iba suchou handričkou.
- Nepoužívajte, ak trpíte ochorením pokožky, srdcovou poruchou, vysokým krvným tlakom, podráždením alebo citlivou pokožkou.
- Vždy majte nasadené ochranné okuliare!
- Odporúčaná prevádzková teplota: 0 – 26 °C
- Odporúčaná skladovacia teplota: 0 – 35 °C
- Relatívna vlhkosť: < 80 %
- Frekvencia používania: možno používať 25 - 30 minút denne po dobu jedného mesiaca alebo po akomkoľvek kozmetickom zákroku. V rámci liečby akné odporúčame používanie 3x týždenne, aspoň 25 minút.

POPIS PRODUKTU



1. Hlavný rám

2. Ovládací panel

3. Chladiace otvory

4. Vyhrievacie panely

5. LED svetlá

6. Adaptér

7. Ochranné okuliare

Pri pravidelnom používaní pôsobí dezinfekčne, odstraňuje nechcené baktérie v pokožke.

MONTÁŽ



Pripojte bočné panely k hornému panelu (ovládací panel).

PRED PRVÝM POUŽÍVANÍM

Pred používaním sa uistite, že je okolo prístroja dostatok voľného priestoru a v dostatočnej blízkosti zásuvky. Vyhnite sa miestam s vysokou vlhkosťou alebo priamemu slnečnému žiareniu.

Prístroj umiestnite na rovný, pevný a stabilný povrch a zapojte do elektrického prúdu.

POUŽÍVANIE

Po zapojení podržte tlačidlo vypínača .

Potom môžete nastaviť jednotlivé funkcie.

Svetlá

Pomocou tlačidla MODE  vyberte funkciu LIGHT (svetlá), indikátor začne blikať a pomocou tlačidiel + a – môžete nastaviť intenzitu svetiel (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

Čas

Pomocou tlačidla MODE  vyberte funkciu TIME (čas), indikátor začne blikať a pomocou tlačidiel + a – môžete nastaviť dobu prevádzky (minimálna doba prevádzky je 25 min, každý ďalší fragment predĺži dobu prevádzky o 5 min až na maximum 60 min.)

Teplota

Pomocou tlačidla MODE  vyberte funkciu TEMP (teplota), indikátor začne blikať a pomocou tlačidiel + a – môžete nastaviť teplotu (minimálna teplota je 40 °C, maximálna teplota 75 °C)


Farba svetiel

Na výber je 8 druhov žiarenia: červené, zelené, modré, žlté, fialové, oranžové, svetlo zelené a cyklus farieb.

Farbu zmeníte stlačením tlačidla vypínača.

Po ubehnutí nastaveného časového limitu sa prístroj vypne.

Po použití vypnite prístroj a vypojte z el. prúdu.



ÚDRŽBA

- Rám prístroja utrite suchou a jemnou handričkou.
- Prístroj skladujte na suchom, tienistom mieste.
- Pre skladovanie prístroj rozložte.

VAROVANIE: Pred údržbou a skladovaním sa uistite, že je prístroj vypojený z el. prúdu.

V prípade poruchy alebo poškodenia kontaktujte servisné / reklamačné oddelenie.

SVETELNÁ TERAPIA

Červená

Stimuluje produkciu kolagénu. Vhodné na opravu tkanív a nahradenie starých tkanív pokožky. Vhodné na zmenšenie pórov.

Zelená

Pomáha porovnať farbu pigmentu a urýchliť regeneráciu pokožky.

Modrá

Vhodné na zničenie baktérií a upokojenie pokožky.

Žltá/Oranžová

Dodáva pokožke energiu, redukuje vrásky, porovnáva farbu pigmentu, zlepšuje jemnosť pokožky.

Fialová

Vhodné proti akné.

Svetlo modrá

Podporuje energiu buniek a metabolizmus.

Biela

Zlepšuje pevnosť pokožky a zrýchľuje metabolizmus tkanív.

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU

Vyrobené	Čína
Napájanie	DC 12V, 4A, 50 Hz/60Hz
LED	Červená, modrá, zelená
Rozmery	495 x 215 x 295 mm
Hmotnosť	2,5 kg ± 10%

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.inSPORTline.sk