



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 24987 Tvárový LED panel inSPORTline Coladome 900



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
MONTÁŽ.....	4
POUŽÍVANIE	4
POPIS TLAČIDIEL	5
SVETELNÁ TERAPIA	7
ÚDRŽBA	7
ŠPECIFIKÁCIE	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	8
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	8

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Pred používaním skontrolujte stav prístroja a LED svetlá.
- Prístroj používajte v dobre vetranej miestnosti, vyhnite sa miestam s vysokou teplotou, vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.
- Prístroj umiestnite na pevný, rovný a stabilný povrch v dobre vetranej miestnosti a mimo dosahu slnečného žiarenia.
- Prístroj chráňte proti nárazom a pádom, prístroj presúvajte pomaly a opatrne.
- Prístroj nepoužívajte spoločne s ďalšími prístrojmi vyžarujúcimi teplo.
- Držte mimo dosahu vody.
- Nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka.
- Po používaní alebo počas údržby a skladovania prístroj vypnite z elektrického prúdu.
- Pokiaľ prístroj vydáva abnormálne zvuky alebo zápach, okamžite prístroj prestaňte používať a vypojte z elektrického prúdu.
- Prístroj používajte iba na účely popísané v manuáli.
- Prístroj sami neopravujte ani neupravujte.
- Prístroj nie je vhodný pre osoby trpiace: srdcovými chorobami, vysokým tlakom, ochorením pokožky, citlivosťou na svetlo a i..
- Ak cítite nevoľnosť, okamžite prístroj prestaňte používať.
- Držte mimo dosahu detí a zvierat.
- Pred používaním si riadne osušte ruky.
- Držte mimo dosahu horľavých látok, kvapalín a plynov.
- Prístroj čistite suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Na prístroj nekladte ďalšie predmety.
- Osoby s poruchou osobnosti, motoriky alebo zmyslu smú prístroj používať iba pod dohľadom dospelého a zodpovednej osoby alebo po odporúčaní lekárom.
- Nepoužívajte neschválené príslušenstvo.
- Pred prvým používaním odporúčame otestovať prístroj na predlaktí, či sa neobjaví alergická reakcia alebo citlivosť na svetlo. Miesto skontrolujte po 1 hodine, pokiaľ sa neobjavia žiadne známky alergie alebo citlivosti, môžete prístroj používať.
- Vždy používajte ochranné okuliare!
- Odporúčaná teplota prevádzky: 0 – 26 °C
- Odporúčaná teplota skladovania: 0 – 35 °C
- Relatívna vlhkosť: < 80 %
- Frekvencia používania: možno používať 25 - 30 minút denne po dobu jedného mesiaca alebo po akomkoľvek kozmetickom zákroku. V rámci liečby akné odporúčame používanie 3x týždenne, aspoň 25 minút.

POPIS PRODUKTU



Pri pravidelnom používaní pôsobí dezinfekčne, odstraňuje nechcené baktérie v pokožke.

MONTÁŽ



1. Pripevnite 2 bočné panely k hlavnému panelu s ovládacím panelom.
2. Po zložení prístroja pripojte do zariadenia napájací kábel a potom pripojte napájací kábel do zásuvky.
3. Po úspešnom zapojení do elektrického prúdu sa ozve zvukový signál.
4. Pokiaľ ste zariadenie zle pripojili, nebude možné ho ovládať.

Pred používaním sa uistite, že ste prístroj neumiestnili blízko ďalších zariadení vyžarujúcich teplo alebo lekárskeho zariadení.

Vyhňte sa umiestneniu prístroja na miesta s vysokou vlhkosťou, prístroj umiestnite do dobre ventilovanej miestnosti mimo dosahu slnečného žiarenia.


POUŽÍVANIE

Infračervené žiarenie

Odporúčaná doba používania: 30 - 45 min / jedno sedenie (dĺžku upravte podľa každého používateľa).

Frekvencia používania: Maximálne 1 - 2x denne.


Infračervené svetlo je možné použiť pre celé telo.



Ultrazvukové čistenie

Ultrazvukové čistenie odporúčame používať spoločne s pleťovou maskou alebo zvlhčiť tvár čistou vodou.

Nepoužívajte vysoko koncentrované kozmetické produkty alebo esenciálne oleje.



POPIS TLAČIDIEL



Vypínač / spustenie automatického cyklovania funkcií

Po zapojení sa prístroj prepne do pohotovostného režimu. Stlačením tlačidla sa prístroj spustí a zobrazí čas prevádzky 30 min, opakovaným stlačením prístroj prepnete do pohotovostného režimu.

Podržaním tlačidla po dobu 2 – 3 sekúnd sa spustí funkcia cyklovania funkcií.

- Poznámka:**
1. Ak je spustená funkcia cyklovania, budú sa meniť ožarujúce farby v poradí (červená – oranžová – žltá – zelená – tyrkysová – modrá – fialová)).
 2. Počas červeného, oranžového, žltého, zeleného, modrého a fialového svetla nemôže byť spustená funkcia cyklovania.
 3. Pokiaľ je vybraná funkcia cyklovania, je intenzita nastavená na 05 stupeň a nemôže byť upravená.



Infračervené svetlo (vlnová dĺžka 647 – 760 nm)



Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).



Modré svetlo (vlnová dĺžka 430 – 455 nm)



Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).



Zelené svetlo (vlnová dĺžka 492 – 550 nm)



Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).



Oranžové svetlo (vlnová dĺžka 588 – 647 nm)



Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).



Žlté svetlo (vlnová dĺžka 550 – 580 nm)



Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).



Fialové svetlo (vlnová dĺžka 360 – 430 nm)



Intenzita svetla môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05).



Ultrazvukový čistiaci sprej

Funkcia môže byť spustená samostatne alebo spoločne s ďalšími funkciami. Intenzita môže byť upravená v 5 stupňoch 1 (najnižšia) – 5 (najvyššia). Stlačením tlačidla upravíte intenzitu, nastavená intenzita bude zobrazená na displeji (01 / 02 / 03 / 04 / 05). Ak je zobrazené 00, funkcia je vypnutá.



Čas +

Pôvodný nastavený čas je 30 min. Po výbere svetelnej funkcie, stlačením tlačidla zvýšite čas o 5 min až do maxima 60 min. Ak presiahnete maximálnu dobu používania, spustí sa čas znova od 00. Nastaviteľný čas rozmedzia je od 00 – 60 min. Pokiaľ po dobu 3 sekúnd nie je stlačené tlačidlo, prístroj spustí nastavenú funkciu s aktuálne nastaveným časom.



Čas -

Pôvodný nastavený čas je 30 min. Po výbere svetelnej funkcie, stlačením tlačidla znížite čas o 5 min až do minima 00 min. Pokiaľ presiahnete minimálnu dobu používania, spustí sa čas znova od 60. Nastaviteľný čas rozmedzia je od 00 – 60 min. Pokiaľ po dobu 3 sekúnd nie je stlačené tlačidlo, prístroj spustí nastavenú funkciu s aktuálne nastaveným časom.

SVETELNÁ TERAPIA

Červená

Stimuluje produkciu kolagénu. Vhodné na opravu tkanív a nahradenie starých tkanív pokožky. Vhodné na zmenšenie pórov.

Zelená

Pomáha porovnať farbu pigmentu a urýchliť regeneráciu pokožky.

Modrá

Vhodné na zničenie baktérií a upokojenie pokožky.

Žltá/Oranžová

Dodáva pokožke energiu, redukuje vrásky, porovnáva farbu pigmentu, zlepšuje jemnosť pokožky.

Fialová

Vhodné proti akné.

ÚDRŽBA

- Prístroj čistite pomocou jemnej suchej handričky.
- Prístroj skladujte rozložený na suchom a tienistom mieste.

- Pred akoukoľvek údržbou a manipuláciou, je nutné prístroj najskôr vypojiť z elektrického prúdu.
- V prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte reklamačné / servisné oddelenie.

ŠPECIFIKÁCIE

Vyrobené	Čína
Zdroj napájania	DC12V, 2A, 50Hz/60Hz
Napájanie	Ca. 24W
Rozmer	455 x 220 x 315 mm
Hmotnosť	1,9 kg ± 10%

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaistujúce recykláciu batérií.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s kúpnu hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi
- neodborným repasom
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškodením
- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé mechanizmy, atď.)
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
- neodbornými zásahmi
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie)

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu

nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk