



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 26060 Súprava na bankovanie inSPORTline Sebsahar



Rozmery baniek:

2 ks, Ø 7,5 x Ø 5,3 x 9,6 cm

4 ks, Ø 6,5 x Ø 4,5 x 8,5 cm

4 ks, Ø 5,8 x Ø 4,0 x 8,0 cm

2 ks, Ø 5,0 x Ø 3,2 x 7,2 cm

2 ks, Ø 5,0 x Ø 3,2 x 6,3 cm

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY


- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Výrobca nenesie zodpovednosť za škodu alebo ujmu na zdraví, spôsobenú nesprávnym použitím.
- Bankovanie vykonávajte vždy až po konzultácii s lekárom.
- Banky neprikladajte na oblasti: srdca a veľkých krvných ciev, uší, očí, nosa, prsných bradaviek, genitálií, kľúčových žíl, na poškodenú pokožku, oblasti pigmentových škvŕn, u tehotných žien v oblasti brucha a bedier.
- Nie je vhodné pre osoby trpiace:
 - Zápalmi alebo podráždením pokožky.
 - Zvýšenou krehkosťou žíl.
 - Akýmkoľvek ochorením alebo zápalom krvných ciev.
 - S poruchou zrážanlivosti krvi (napr. hemofília).
 - Dýchavičnosťou.
 - Autoimunitným ochorením.
 - Roztrúsenou sklerózou.
 - Anémiou a celkovou kachexiou.
 - Vysokými horúčkami (nad 38,5 °C).
 - Nestabilnou hypertenziou, srdcovým ochorením.
 - Epilepsiou.
 - Vírusovým ochorením.
 - Po operatívnom zákroku a transplantácii.
 - Tehotné ženy sa smú bankovať až po 4 mesiaci (predtým hrozí riziko potratu) od 5. mesiaca tehotenstva sa banky nesmú prikladať na oblasť brucha a bedier. Počas tehotenstva sa nesmie používať silný prítlak.
 - Nádorovým ochorením.
 - Po požití alkoholu alebo drog.
 - Neprikladať bezprostredne po jedle.

VAROVANIE: Pacienti užívajúci lieky súvisiace s antikoagulačnou liečbou alebo krvným tlakom, musia použitie konzultovať s lekárom.

VAROVANIE: V mieste aplikácie by pacient mal cítiť teplo a roztiahnutie, nie bolesť. Ak pacient pociťuje bolesť, okamžite odstráňte banku.

VAROVANIE: V niektorých prípadoch (ak sú banky prisaté dlho alebo príliš silne) sa môžu na pokožke objaviť pľuzgiere. V takom prípade banku okamžite odoberte.

POUŽÍVANIE



1. stimulácia krku a chodidiel

2. stimulácia krku, chodidiel, rúk, nôh

3. stimulácia ramien, brucha, nôh a chrbta

4. stimulácia ramien, brucha, chrbta, pása a stehien

5. stimulácia

VÝHODY



POUŽÍVANIE

PRÍPRAVA

Podľa miesta použitia vyberte dve vhodné banky (jednu na výmenu). Nachystajte si banku, pinzetu, nádobu 95% alkoholu (s veľkým hrdlom na namáčanie vaty), vatú, zápalky, uterák, mydlo a umývadlo.

KONTROLA PRED APLIKÁCIOU

Podľa stanovenej diagnózy skontrolujte správne umiestnenie banky. Skontrolujte, či sa na banke nevyskytujú ostré hrany.

APLIKÁCIA BANIEK

Očistite miesto aplikácie. Uchopte vatú pinzetou a namočte v 95% alkohole. Namočenú vatú zapáľte a držte v banke po dobu 3 sekúnd, potom vatú vyťahnite rýchlym pohybom a banku okamžite pritlačte k pokožke. Plameň z banky vysaje vzduch a spôsobí podtlak, ktorý umožní prisatie banky k pokožke.

VAROVANIE: V mieste aplikácie by pacient mal cítiť teplo a rozťahnutie, nie bolesť. Ak pacient pociťuje bolesť, okamžite odstráňte banku.

V niektorých prípadoch (ak sú banky prisaté dlho alebo príliš silne) sa môžu na pokožke objaviť pľuzgiere. V takom prípade banku okamžite odoberte.

DĹŽKA APLIKÁCIE

Podľa potreby aplikujte po dobu 10 – 20 min (čas je určený pre zdravú dospelú osobu).

ODOBRATIE BANKY

Pokiaľ dôjde k samovoľnému uvoľneniu banky a pokožka nejaví žiadne popraskanie alebo poškodenie drobných kapilár, je možné banku znovu aplikovať.

Na odobratie jemne stlačte pokožku pri okraji banky. Banka nasaje vzduch, bezbolestne sa uvoľní a môže byť odňatá. Pacient by potom mal ležať zakrytý a odpočívať v teple po dobu 15 – 20 min.

MNOŽSTVO ALKOHOLU

Väčšie množstvo alkoholu spôsobí väčší podtlak, menšie množstvo alkoholu, menší podtlak. Množstvo vždy prispôbte podľa potreby.

INTERVAL POUŽÍVANIA

O početnosti a dĺžke použitia je vhodné sa poradiť s profesionálom, doba sa zásadne líši od typu použitia.

POLOHY UMIESTNENIA

Ramená, hrudník, chrbát, pás, bedrá, rebrá, krčné stavce, členky, lýtka a ďalšie svaly. Okrem toho, môžete banky použiť na ďalšie časti tela, podľa potreby.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom,

tvarem alebo rozmermi,

- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamáce a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru do 30 dní

