




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 27463 Infračervený LED panel inSPORTline Flabor



Obrázok je iba ilustračný, modely sa líšia rozmermi a počtom LED svetiel.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	3
ŠPECIFIKÁCIE	4
OBSAH BALENIA	4
ČISTENIE A ÚDRŽBA	4
POUŽÍVANIE	5
UPEVNENIE ZAVESENIA	8
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	10
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	10

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Prístroj nie je hračka, nenechávajte deti a domáce zvieratá v blízkosti zariadenia bez dozoru.
- Nepozerajte sa priamo do svetiel.
- Prístroj musí byť správne upevnený, pokiaľ si upevnením nie ste istí kontaktujte odborníka.
- **Produkt nie je vhodný:** pre tehotné ženy, osoby trpiace epilepsiou, alergiou na svetlo a teplo, osoby trpiace citlivou pokožkou, dermatologickým ochorením, osoby so zranením alebo jazvami atď..
- Neponárajte do vody.
- Nepoužívajte dlhodobo.
- Produkt neupravujte ani nemodifikujte.
- **Frekvencia používania:** spočiatku 1 – 2 min pre jednu oblasť, v priebehu 2 – 3 týždňov až 10 min pre jednu oblasť.
- Štandardné použitie môže byť 10 min na jedno sedenie vo vzdialenosti 15 až 40 cm od zariadenia. Maximálna doba použitia môže byť 15 – 20 min pre problémové oblasti. Medzi sedeniami odporúčame dodržiavať 6 hodinové rozstupy a prístroj používať 2 – 3x denne.

VAROVANIE: Prístroj neslúži ako náhrada zdravotnej alebo terapeutickkej starostlivosti.

VAROVANIE: Používajte ochranu očí. Nikdy sa nepozerajte do diód. NIR (Blízke infračervené svetlo) nie je viditeľné voľným okom.

POPIS PRODUKTU


* Obrázok popisu je iba orientačný, modely sa líšia veľkosťou a počtom LED svetiel.



ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery	53.84 x 20.82 x 6.35 cm
Počet LED	120 ks, 5W
Uhol žiarenia	30°
Vstupné napätie	10-240V 50/60 Hz
Ožiarenie	> 219 mw/cm ² , na povrchu svetiel > 160 mw/cm ² , 15.24 cm od povrchu svetiel
Vlnová dĺžka	630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm
Hmotnosť	4 kg
Certifikácia	CE, FDA, ROHS

OBSAH BALENIA




1. Skrutky zavesenia	2. Lanká	3. Zavesovacia kladka
4. Diaľkový ovládač	5. Ochranné okuliare	6. Hák na dvere
7. Napájací kábel		

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred akoukoľvek manipuláciou, čistením a údržbou sa uistite, že je prístroj vypnutý a vypojený z elektrického prúdu.
- Prístroj nesmie byť počas čistenia zavesený, odoberte ho zo závesného systému.
- Telo prístroja (okrem žiaroviek) utrite mäkkou vlhkou handričkou a potom ihneď osušte.
- Nepoužívajte spreje alebo iné čistiace prostriedky. Nepoužívajte čistiace prostriedky na alkoholovej alebo benzénovej báze.
- Zabráňte vniknutiu vody alebo vlhkosti do vetracích otvorov alebo žiaroviek.

POUŽÍVANIE



DOMOVSKÁ STRÁNKA




1. Zobrazenie o čase a vybranom programe.
2. Rýchly výber prednastaveného programu: chudnutie / pokožka / svaly / bolesť kĺbov / univerzálna.
3. Spustenie / vypnutie svetiel.
4. Nastavenie: typ osvetlenia, jas, frekvencie, časovača.

NASTAVENIA

Výber programu




Jas



Nastavenie jasů v %.

Hodnotu môžete upraviť pomocou tlačidiel + a – alebo pomocou posúvača.


Frekvencia



Nastavenie frekvencie v rozmedzí 0 – 10 000 Hz.


Hodnotu môžete upraviť pomocou tlačidiel + a – alebo stlačením „NULL“ a zadaním hodnoty pomocou numerickej klávesnice.

Čas



Nastavenie časovača v rozmedzí 0 – 30 min. Hodnotu môžete upraviť pomocou kruhového posúvača alebo stlačením „NULL“ a zadaním hodnoty pomocou numerickej klávesnice.

TYP OSVETLENIA




Na výber sú 3 typy osvetlenia: R, NIR, R+NIR.

R: Červené svetlo, vlnová dĺžka 630 nm, 660 nm.

NIR: Blízke infračervené svetlo, vlnová dĺžka: 810 nm, 830 nm, 850 nm (svetlo nie je viditeľné okom).

R+NIR je kombinácia červeného a blízkeho infračerveného svetla.

Spárovanie panelov



Panely môžete spárovať a tým spôsobom preniesť a synchronizovať prevádzku viacerých panelov.

Vyberte „GROUP“ zvolíte ktoré zariadenie bude hlavné „PRIMARY“ a ktoré sekundárne „SECONDARY“. Stlačte „SET OTHER DEVICES TO SECONDARY“ pre zdieľanie nastavení.

Pre použitie jedného panelu zvolíte „SOLO“.

Červené svetlo, vlnové dĺžky 630 nm a 660 nm

- Napomáha zdravšej pokožke.
- Stimuluje krvný obeh.
- Stimuluje produkciu kolagénu a elastínu.

NIR, vlnové dĺžky 810 nm, 830 nm, 850 nm


- Napomáha proti zápalom.

- Uvoľňuje bolesť svalov a kĺbov.
- Napomáha regenerácii tkanív, kĺbov a orgánov.

Kombinácia červeného a NIR svetla, vlnovej dĺžky 630 nm, 660 nm, 810 nm, 830 nm, 850 nm

- Kombinuje benefity oboch typov.

Poznámka: Dosah ovládača je 15 metrov v ideálnych podmienkach. Počas použitia musí byť ovládač v dostatočnej vzdialenosti.



Set:

- Nastavenie času, vlnovej dĺžky, jasu a pulzovania.

+ a – tlačidlá:

- Nastavenie času od 1 do 30 min, zmena po 1 min, pôvodná hodnota času: 10 min.
- Nastavenie jasu: 1 % až 100 %.
- Nastavenie režimu: iba červené, iba NIR, zmiešané.
- Funkcia blikania: od 1 do 10 000 Hz, vypnuté.


Spustenie:

- Po nastavení režimu stlačením tlačidla spustíte program.


UPEVNENIE ZAVESENIA

Panel položte na rovnú a čistú plochu. Chráňte žiarovky proti poškrabaniu.


Na skrutky priskrutkujte lanká.




Pripevnite držiak na akékoľvek štandardné dvere.




Pomocou karabín a kladky upevnite panel na dvere.



Pomocou lanka nastavte požadovanú výšku. Počas akéhokoľvek pohybu je nutné, aby bol panel zaistený.




Pomocou pracky na hornej strane držiaka zaistite lanko. Počas akéhokoľvek pohybu je nutné, aby bol panel zaistený.



Zapojte napájací kábel do zariadenia a potom do elektrického prúdu.

Prepnite vypínač do spustenej polohy.



OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené na recykláciu.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnuou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamacii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia

servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ
SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK
Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

