




POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
IN 27604 Tvárový LED svetelný tunel inSPORTline
Coladome 300



OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
POPIS PRODUKTU	4
ROZLOŽENIE.....	4
OVLÁDACÍ PANEL.....	5
ŠPECIFIKÁCIE	6
ÚDRŽBA.....	6
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	6
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	6

inSPORTline s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu manuálu.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúce použitie.
- Manuál nechajte na nahliadnutie aj ďalším používateľom produktu.
- Informujte ďalších používateľov o základných bezpečnostných pokynoch a používaní.
- Prístroj smie používať iba skúsená a dospelá osoba so znalosťami o prístroji.
- Pred použitím sa uistite, že LED svetlá a prístroj nie sú poškodené.
- Prístroj nepoužívajte a neskladujte na miestach s vysokou vlhkosťou (kúpeľne, sauny, bazény a i.).
- Používajte iba v dobre ventilovanej miestnosti.
- Prístroj musí byť umiestnený na rovný, pevný a stabilný povrch.
- Prístroj nevystavujte nárazom alebo pádom.
- Počas prevádzky nepoužívajte ďalšie prístroje vyžarujúce teplo.
- Držte mimo dosahu vody.
- Nezapájajte do poškodenej zásuvky.
- Nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo zástrčka.
- Po použití prístroj vypnite a vytiahnite zo zásuvky. Prístroj vytiahnite zo zásuvky aj za účelom údržby a čistenia.
- Pokiaľ sa do prístroja dostane voda, okamžite ho vypojte z el. prúdu.
- Pokiaľ prístroj vydáva abnormálne zvuky, alebo cítite zápach, okamžite ukončíte prevádzku a prístroj vytiahnite z el. prúdu.
- Prístroj neupravujte ani neopravujte sami.
- Prístroj používajte iba tak, ako je popísané v manuáli. Akékoľvek iné použitie nie je povolené.
- Prístroj nekladte blízko zdrojov tepla alebo otvoreného ohňa.
- Počas prevádzky nezakrývajte látkou alebo ďalšími predmetmi.
- Prístroj očistite iba suchou handričkou.
- Nepoužívajte, ak trpíte ochorením pokožky, srdcovou poruchou, vysokým krvným tlakom, podráždením alebo citlivou pokožkou.
- Vždy majte nasadené ochranné okuliare!
- **Odporúčaná prevádzková teplota:** 0 – 26 °C
- **Odporúčaná skladovacia teplota:** 0 – 35 °C
- **Relatívna vlhkosť:** < 80%
- **Frekvencia používania:** možno používať 25 - 30 minút denne po dobu jedného mesiaca alebo po akomkoľvek kozmetickom zákroku. V rámci liečby akné odporúčame použitie 3x týždenne, aspoň 25 minút.

POPIS PRODUKTU



1. Ovládací panel	5. LED
2. Nádobka	6. Napájací kábel
3. Napájanie	7. Ochranné okuliare
4. Výstup pary	

ROZLOŽENIE


Pred rozložením je nutné vybrať vhodný priestor použitia mimo dosahu zdrojov tepla a ďalších zariadení.

Držte mimo dosahu slnečného žiarenia a vysokej vlhkosti. Používajte v dobre ventilovanej miestnosti so stabilnou teplotou a vlhkosťou.



1. Roztvorte obe strany stroja a umiestnite na rovný a pevný povrch.
2. Zapojte napájací kábel do prístroja.
3. Zapojte napájací kábel do el. zdroja.
4. Po spustení sa zobrazia údaje na displeji.

OVLÁDACÍ PANEL



1. Displej	4. LED svetlá
2. Para	5. Vypínač
3. Časovač	



SPUSTENIE

Po zapojení do napájania je prístroj v pohotovostnom režime. Prístroj spustíte stlačením vypínača. Rozsvieti sa LED indikátor a časovač 30 min.

Pre vypnutie opäť stlačte vypínač.



LED

Stlačením tlačidla pre nastavenie LED svetiel môžete vybrať jednu z 8 možností.

00 – pohotovostný režim

01 – červené svetlo (vlnová dĺžka 647 – 760 nm)

02 – modré svetlo (vlnová dĺžka 430 – 455 nm)

03 – zelené svetlo (vlnová dĺžka 492 – 550 nm)

04 – žlté svetlo (vlnová dĺžka 550 – 580 nm)

05 – oranžové svetlo (vlnová dĺžka 588 – 647 nm)

06 – fialové svetlo (vlnová dĺžka 360 – 430 nm)

07 – tyrkysové svetlo (vlnová dĺžka 480 – 490 nm)

08 – striedavé svetlo



ČASOVAČ

Pôvodná hodnota časovača je 30 min. Stlačením tlačidla môžete upraviť hodnotu po 5 minútach až na maximálnu hodnotu 60 min.

Rozsah nastavenia času 0 – 60 minút.

Pokiaľ nie je hodnota upravená po dobu 3 sekúnd, zariadenie začne pracovať na aktuálne nastavenej hodnote.



VÝSTUP PARY

Pôvodne je funkcia pary vypnutá. Stlačením tlačidla prepnete medzi intenzitou (01 najnižšia, 03 najvyššia).

Do nádoby nelejte esenciálne oleje alebo iné kozmetické produkty. Odporúčame používať čistú vodu.

ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	DC12V, 3A, 50/60 Hz
Výkon	Cca. 36W
Rozmery	470 x 220 x 345 mm
Hmotnosť	1,3 ±10%

ÚDRŽBA

- Telo prístroja utrite mäkkou handričkou.
- Skladujte na suchom a tienistom mieste.
- Pre skladovanie zložte prístroj.
- Pred akoukoľvek manipuláciou alebo skladovaním je potrebné vypojiť prístroj z elektrického prúdu.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odnesť na najbližšie zberné miesto k tomu určené.

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej sankcii.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R.

Adresa predajní:

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Reklamácia tovaru



Vrátenie a výmena tovaru

