



POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK

**IN 30614 Mechanický skladací športový invalidný vozík
inSPORTline Brenstark odľahčený**



Obrázky v manuáli sú iba ilustračné, finálne spracovanie produktu sa môže líšiť.

Stores inSPORTline SK, s.r.o., si vyhradzuje právo vykonať akékoľvek zmeny a vylepšenia svojho produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Navštívte našu stránku www.insportline.sk, kde nájdete najnovšiu verziu používateľskej príručky.


OBSAH

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	3
UPOZORNENIA A VAROVANIA.....	4
NASTAVITELNÉ ČASTI	4
Poznámky	6
ÚDRŽBA.....	6
ŠPECIFIKÁCIE	7
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	7
ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE	7

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Pred používaním si prečítajte manuál a uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
- Nedodržaním inštrukcií a varovaní môže viesť k poraneniu, poškodeniu majetku alebo smrti.
- Na stabilitu vozíka má vplyv stav predných a zadných koliesok, rovnako tak používateľ.
- Nejazdite do kopca alebo z kopca o náklone väčšom ako 10°.
- Nepoužívajte na presun na verejných pozemných komunikáciách.
- Nejazdite cez prekážky ako sú obrubníky alebo medzery. Vozík sa môže preklopiť.
- Na vozík nestúpajte.
- Nepoužívajte opierky nôh ako platformu. Pri sadaní sa uistite, že sú opierky zložené.
- Pri presune vždy uchopte držadlá na kolesách. Nechytajte priamo kolesá.
- Nepoužívajte ďalšie neschválené príslušenstvo alebo doplnky.
- Teplota vozíka sa môže zvýšiť, ak je vozík vystavený externým zdrojom tepla (slnečné žiarenie).
- Používajte vozík iba na účely, za akými bol vyrobený.
- Predajca alebo výrobca nie je zodpovedný za úrazy alebo poškodenie majetku z dôvodu nesprávneho použitia vozíka.
- Používateľ a asistent musia byť poučení o správnom používaní.
- Držte končatiny a telo, aby nepresahovali vozík.
- Držte ťažisko v strede sedadla. Vždy sedzte vzpriamene a nepredkláňajte sa.
- Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých spojov a nastaviteľných častí. Nikdy vozík nedvíhajte za nastaviteľné časti.
- Pravidelne kontrolujte stav vozíka, opotrebovaný alebo poškodený vozík nepoužívajte.
- Pri prejazde cez prekážky alebo hrany dávajte pozor, aby sa vozík nepreklopil. Nikdy vozík nenechávajte hmotnosťou prepadnúť.
- Pri použití výťahu dbajte na nosnosť a typ výťahu.
- Vozík nedvíhajte, ak v ňom sedí osoba. Hrozí riziko úrazu.
- Pokiaľ je potrebné presunúť osobu z vozíka na inú plochu, pokúste sa čo najviac znížiť vzdialenosť medzi oboma miestami.
- Pri presune osoby z vozíka nezabudnite vozík riadne zaistiť.
- Držte končatiny a časti tela mimo pohyblivých častí.
- Vozík je určený na prevoz jednej osoby súčasne.
- Akúkoľvek opravu, údržbu alebo čistenie vykonávajte iba vtedy, ak je vozík prázdny.
- Nastaviteľné časti a spoje nepreťahujte. Môžete tak poškodiť rámy a závit.
- Nastaviteľné časti musia ísť upravovať bez potreby náradia.
- Na opravu používajte iba rovnaké originálne náhradné diely.
- Ak sa na vozíku objavia ostré hrany, okamžite prestaňte vozík používať, kým sa poškodenie neopraví.
- **Nosnosť:** 100 kg


UPOZORNENIA A VAROVANIA



Nenakláňajte sa mimo hranu vozíka. Pokiaľ je to nevyhnutné, zaistite kolieska.



Nenakláňajte sa dozadu, môžete zmeniť ťažisko a prevrhnúť sa.



Pri prejazde cez prekážku nahnite vozík zošliapnutím rámu.

NASTAVITELNÉ ČASTI

Stlačením konca osi zadných kolies odoberiete alebo nasadíte zadné kolesá.



Pomocou imbusovej skrutky nastavíte výšku zadných poistných koliesok. Po zmene nezabudnite kolieska opäť zaistiť.



Pre zmenu polohy prostredného rámu povoľte imbusové skrutky a posuňte rám. Potom opäť zaistíte pomocou skrutiek.



Pomocou skrutiek na opierke nôh môžete nastaviť uhol opierky nôh. Potom opäť zaistíte pomocou skrutiek.



Pomocou skrutiek na ráme opierky nôh môžete nastaviť výšku opierky nôh. Potom opäť zaistíte pomocou skrutiek.



Pomocou praciek môžete upraviť polohu držadiel pre tlačenie.



Pomocou praciek môžete nastaviť polohu istiacich koliesok dopredu / dozadu.



Pomocou praciek môžete nastaviť polohu bŕzd dopredu / dozadu.




Poznámky

Pred použitím skontrolujte polohu istiacich koliesok. Pred tlačením ich nastavte tak, aby nebránili pohybu.



Vždy používajte pás.



Skontrolujte dotiahnutie nastaviteľných častí.



ÚDRŽBA

- Na čistenie používajte iba jemné čistiace prostriedky a vlažnú vodu. Potom riadne osušte. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky, bieliadlá a pod.
- Udržujte kolieska čisté. Nečistoty môžu brzdiť alebo úplne zastaviť ich pohyb.
- Pravidelne premazávajte všetky pohyblivé časti.
- Piesok, slaná voda alebo soľ môžu poškodiť kovové časti, ložiská a ďalšie pohyblivé časti, prípadne spôsobiť koróziu kovových častí.
- Pravidelne kontrolujte stav všetkých pohyblivých spojov, v prípade potreby kontaktujte servisné oddelenie.

ŠPECIFIKÁCIE

Časť vozíka	Rozmer
Celková dĺžka	85 cm
Celková šírka	58 cm
Celková výška	80 cm
Rozložená šírka	35 cm
Zložená šírka	36 cm
Hĺbka sedadla	36 cm
Výška od sedadla k zemi	48 cm
Výška od nášľapu k zemi	5 – 10 cm
Výška operadla	27 cm
Priemer predných kolies	10 cm
Priemer zadných kolies	60 cm
Max. nosnosť	100 kg
Čistá hmotnosť	10 kg

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma.

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 208/2024 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých.

Predávajúcim je spoločnosť Stores inSPORTline SK, s.r.o., so sídlom Električná 6471, IČO: 46259317, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č. 24799/R.

Adresa predajní:

1. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk
2. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, predajnaba@insportline.sk
3. Stores inSPORTline SK, s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 866 622, predajnake@insportline.sk

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnu zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluve alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.

Záručné podmienky a záručná doba

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v **dĺžke 24 mesiacov**, u označených fitness modelov bude poskytovaná **záručná lehota 120 mesiacov na rám (platí na výrobky zakúpené od 13.3.2017)** a 24 mesiacov na ostatné komponenty na 1 ks fitness zariadenia. Na označené moto výrobky značky W-TEC bude poskytovaná **rozšírená záručná lehota 36 mesiacov**. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá.

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti.

Batéria

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený produkt):

- zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku nesprávnou montážou, manipuláciou a neodborným repasom,
- nesprávnou údržbou,
- mechanickým poškodením,
- opotrebením dielov pri bežnom používaní,
- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou,
- neodbornými zásahmi,
- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi,
- nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce používanie: SC, S – na komerčné používanie).

Upozornenie:

- 1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou poruchou alebo chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná.
- 2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o zakúpení.
- 3) záruka sa uplatňuje u výrobcu: Stores inSPORTline SK, s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený.

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky poruchy, ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť.

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.

Pokiaľ kupujúci oznámi poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je chybný, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia chybného tovaru, pokiaľ nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Kutnohorská 531, Štěrboholy Retail Park, 109 00, Praha 10, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamácie a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

Reklamácia tovaru



SK Stores inSPORTline SK, s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 46259317
DIČ: 2023299729
IČ DPH: SK2023299729

Tel.: +421 917 700 098
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Vrátenie a výmena tovaru

